

NÁVOD K POUŽITÍ

Indikace

Cavex Outline, Impression Paste Eugenol Free je materiál pro zhotovení otisků bezzubé čelisti. Směsná otiskovací pasta lehce stéká pod lehkým tlakem, čímž zabraňuje deformaci měkkých tkání vznikajících při zhotovování otisku a přesně reprodukuje všechny detaily. Z tohoto důvodu je obzvláště vhodná Cavex Outline, otiskovací pasta Eugenol Free rebasing a pro druhý otisk s individuální vaničkou.

Neobsahuje eugenol, a proto je velmi šetrný k pacientům.

Dávkování

Cavex Outline, otiskovací pasta Eugenol Free se dodává jako systém dvou past v kontrastních barvách modré a bílé. stejně dlouhých čar se pasty dávkuje ve správném poměru pro míchání: 1 g modré pasty na 2,2 g bílé pasty.

Poznámka: ve všech ostatních poměrech bude nastavení trvat déle.

Doba míchání

Obě pasty dobře promíchejte na dodaném míchacím bloku pomocí pevné nerezové stěrky, dokud směs nezíská homogenní barvu. To trvá přibližně 30 sekund.

Špachtli lze před nastavením nejlépe očistit kapesníkem

Snímání dojmu

Připravenou pastu naneste na protézu nebo otiskovací misku a vložte ji do úst pod mírným tlakem do 1,5 minuty od namíchání pasty. Doba tuhnutí v ústech je 2-3 minuty. Vyjměte misku z úst a otisk opatrně opláchněte tekoucí studenou vodou.

Odlévání pomocí sádry

Otisk lze ihned odlít sádrou. Otisky zůstávají rozměrově stabilní až 7 dní.

Vlastnosti

Typické hodnoty pro Cavex Outline Impression Paste Eugenol Free, měřené podle specifikace ADA č. 16, jsou:

Konzistence	33	mm
Doba počátečního nastavení	3	min.
Doba konečného nastavení	4	
min. Penetrační tvrdost	1,3	mm
Povrch odlitku	vyhovuje	

Skladování:

Skladujte při teplotě do 25 °C

Naše technické poradenství, ať už ústní, písemné nebo formou zkoušek, je poskytováno v dobré víře, ale bez záruky, což i v platí případě, že se jedná o vlastnická práva třetích stran. Nezabývá vás povinnosti vyzkoušet námi dodané výrobky z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a použití.

Aplikace, použití a zpracování produktů jsou mimo naši kontrolu, a proto jsou zcela na vaši vlastní odpovědnost. Pokud by i přes to vznikla škoda, odpovědnost za bude omezena na hodnotu námi dodaného použitého zboží. a vámi Samozřejmě se zavazujeme zajistit stálou kvalitu našich výrobků v rozsahu našich Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

- Cavex Holland BV
Fustweg 5 - 2031 CJ Haarlem - Nizozemsko Tel
+31 23 530 7700
dental@cavex.nl - www.cavex.nl

Verze: ZA722.03

Datum: 10. prosince 2020