

DEZINFEKČNÍ a ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA NÁSTROJE

PoloDent Instrument Desinfection

Dezinfekční a čistící koncentrát pro nástroje, frézy a endodontické nástroje a předměty.
Bez chloridů, aldehydů a fenolů se širokou materiálovou kompatibilitou a širokou mikrobiologickou účinností.

Návod k použití:

Přidejte 20ml ± 1ml do 960 ml čisté vody pro 2% roztok, 40ml ± 1ml do 960ml pro 4% roztok.

Pro dosažení plné účinnosti použijte 4% roztok po dobu 60minut namáčení.

Po dezinfekci před dalším zpracováním a sterilizací důkladně opláchněte vodou s reverzní osmózou nebo destilovanou vodou. Dodržujte pokyny výrobce k regeneraci od výrobce nástroje. Roztok měňte denně. Pouze pro profesionální použití.

Účinnost 2%

Baktericidní včetně MRSA (15 min).

Kvasinkový (15min.) Všechny obalené viry (15 min.) zahrnují: virus vakcinace, virus hepatitidy B (HBV), virus hepatitidy C (HCV), HIV, virus chřipky, koronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (Ebola), zarděnky, vztekliny, spalničky.

Účinnost 4 %:

Jak je uvedeno výše a zahrnuje Neobalené viry (30 min): Myší norovirus, Adenovirus 5.

Mykobaktericidní a tuberkulocidní (60 min).

Testováno dle norem: EN 14885, EN14561, 14563, EN14476, EN14348, EN 13727, EN13624

Složení:

Aqua, N-(3-Aminopropyl) - N-Dodecylpropan-1,3 diamin, n,n-didecyl-NMethyl-poly(oxyethyl)amoniumpropionát, alkoholy, C9-11 ethyxylovaný, tetrasodný N,NBis (karboxylatomethyl)-L-glutamát, monoethanolaminový inhibitor koroze, aroma, barvivo.

Nebezpečí:

H315: Dráždí kůži

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280: Používejte ochranné rukavice/oděv/brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331: Při použití: Vypláchněte ústa.

Nevyvolávejte zvracení.

P302+P352: Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338: Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování

Skladování:

P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

P235: Uchovávejte v chladu.

P410: Chraňte před slunečním zářením.

Kontraindikace:

Podmínky, kterým je třeba zabránit: teplo.

Likvidace:

Nevylévejte koncentrát do kanalizace nebo řek.

Jakýkoli vážný incident související s tímto zdravotnickým prostředkem musí být hlášen výrobcí a příslušným orgánům.

Balení:

Lahve: 2,5 l

Kontakt v ČR:

BOME Dental s. r.o.

Šípková 200

251 01 Čestlice

E-mail: info@bomedental.eu

Vydáno: 2022-09-01

tel.: 602 653 168

www.bomedental.eu