

PREMIUM IMPRESSION MATERIÁLY

CAVEX SILICONA

-
Plně kompatibilní, vysoce
kvalitní systém
pro všechny
klinické situace



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

CAVEX SILICONA

Cavex je již více než 70 let specialistou na vysoce kvalitní otiskovací materiály. Cavex SiliconA je pokročilý silikonový systém s vynikajícími vlastnostmi pro všechny klinické situace.

Díky vynikajícím hydrofilním vlastnostem umožňuje pořizovat dokonalé otisky i za vlhkých podmínek.

SiliconA nelepí, takže se snadno zpracovává.

Otisk lze 60 minut po odstranění odlít jakýmkoli běžně dostupným sádrovým materiálem.

Materiál se nelepí na povrchy jako jsou rukavice, což usnadňuje plnění lžic. Díky vysoké kvalitě

suroviny zůstávají otisky stabilní po dobu nejméně 7 dnů a zobrazují i ty nejmenější detaily.

Cavex SiliconA je k dispozici ve třech konzistencích, které se perfektně doplňují:

- Žlutý typ: tvárný, velmi vysoká konzistence
- Zelená Heavy Body (jednofázová): střední konzistence
- Modrý Injection Type: nízká konzistence

Díky tomu je možné použít jak sendvičovou, tak dvojitou techniku otiskování. Díky thixotropním vlastnostmi materiál teče pouze pod tlakem. Katalytický systém na bázi platiny zaručuje optimální polymerizaci.

Cavex Silicona: kompletní, všestranný sortiment, který nabízí perfektní řešení pro každou výzvu

Vlastnosti

- Hydrofobní, nelepí se
- Dlouhodobě rozměrově stabilní
- Velmi detailní reprodukce
- Ideální viskozita
- Tixotropní
- Ideální doba vytvrzení

Jeden přehledný systém pro všechny vaše indikace

Sortiment:

AS40	Cavex SiliconA put ty (žlutý) (2 x 250 ml)
AS52	Cavex SiliconA heavy body (zelený) (2 x 50 ml kartuše)
AS53	Cavex SiliconA injection (modrá) (2 x 50 ml kartuše)
AS70	Cavex SiliconA dávkovací pistole
AS94	Cavex SiliconA směšovací špičky injection (48 ks)
AS95	Cavex SiliconA míchací špičky heavy body (48 ks)
AS96	Cavex SiliconA intraorální špičky pro injekci Typ (96 ks)
AS97	Cavex SiliconA intraorální špičky heavy body (96 ks)

Indikace	Korunky a můstky Sendvič	Implantát Monofázový	Funkční Putty Wash
Putty	X		X
Heavy Body	X	X	
Typ vstříkávání	X		X

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nizozemsko | cavex.nl

CAVEX